

CLR RETRACTOR SYSTEM

CLR-RETRAKTOR SYSTEM

[ENGLISH]

AMOIS INTERNATIONAL has been manufacturing Surgical & Dental Products and exporting them to the conscious healthcare industry all over the world. The Company prides in its images of a complete hospital supplies corporation, offering products, process and dealing with international clients which repeatedly stand recognized by International business standards and certificates.

The commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world, like Germany, France, USA and Japan. AMOIS INTERNATIONAL exports directly to several customers in numerous geographic including the Americas, Europe, Africa & Asia. Our customers are extremely happy with our product quality and service and express their confidence and gratitude at continuous intervals.


AMOIS INTERNATIONAL is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. its success depends upon those who work for it and equally on those who work with it. The company is growing in an evolving industry and AMOIS INTERNATIONAL has promised itself to stay up to date with changes.

[DEUTSCH]

AMOIS INTERNATIONAL produziert chirurgische und zahnmedizinische Produkte und exportiert diese weltweit an die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen versteht sich als Komplettanbieter für Krankenhausbedarf und bietet Produkte, Prozesse und Dienstleistungen für internationale Kunden, die regelmäßig durch internationale Geschäftsstandards und Zertifizierungen anerkannt werden.

Unser Streben nach Exzellenz hat es uns ermöglicht, Kunden in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren wie Deutschland, Frankreich, den USA und Japan zu gewinnen. AMOIS INTERNATIONAL exportiert direkt an zahlreiche Kunden in verschiedenen Regionen, darunter Amerika, Europa, Afrika und Asien. Unsere Kunden sind mit der Qualität unserer Produkte und unserem Service äußerst zufrieden und bringen ihr Vertrauen und ihre Dankbarkeit immer wieder zum Ausdruck.


AMOIS INTERNATIONAL steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenbeziehungen. Unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern und Partnern. Wir wachsen in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche und AMOIS INTERNATIONAL hat sich verpflichtet, mit den Veränderungen Schritt zu halten.



01

CLR RETRACTOR SYSTEM

CLR-RETRAKTOR SYSTEM



CLR RETRACTOR SYSTEM

CLR retractor side-load
CLR-Retraktor Side-load

118-888-05 *


CCR / CLR handle side-load, with black PPSU handle
CCR- / CLR-Handgriff Side-load, mit schwarzem Radelgriff

118-887-09 *


CCR / CLR handle side-load, cannulated with Luer-Lock, with black PPSU handle
CCR- / CLR-Handgriff Side-load, kanuliert mit Luer-Lock, mit schwarzem Radelgriff

118-887-10 *



CCR / CLR depth gauge, natural
CCR- / CLR-Tiefenmessstab, natur

118-887-11 *



All blades made of Titanium, color: blue, radiolucent, with side-load mechanism

Alle Valven aus Titan, Farbe: blau, röntgendurchlässig, mit Side-load-Mechanismus



CLR blade, side load, 3 teeth, width: 20mm, blue

CLR-Valve, side load, 3-zahnig, 20mm breit, blau

	B - width	T - depth
118-888-11 *	20 mm	35 mm
118-888-13 *	20 mm	40 mm
118-888-15 *	20 mm	45 mm
118-888-17 *	20 mm	55 mm
118-888-19 *	20 mm	65 mm



CLR blade, side load, 6 teeth, width: 40mm, blue

CLR-Valve, side load, 6-zahnig, 40mm breit, blau


	B - width	T - depth
118-888-21 *	40 mm	35 mm
118-888-23 *	40 mm	40 mm
118-888-25 *	40 mm	45 mm
118-888-27 *	40 mm	55 mm
118-888-29 *	40 mm	65 mm
118-888-31 *	40 mm	75 mm



CLR blade, side load, 9 teeth, width: 60mm, blue

CLR-Valve, side load, 9-zahnig, 60mm breit, blau

	B - width	T - depth
118-888-33 *	60 mm	35 mm
118-888-35 *	60 mm	40 mm
118-888-37 *	60 mm	45 mm
118-888-39 *	60 mm	55 mm
118-888-41 *	60 mm	65 mm
118-888-43 *	60 mm	75 mm
118-888-45 *	60 mm	85 mm




Hemilaminectomy hook, blue

Hemilaminektomie Haken, blau


small - klein	118-888-51 *
large - groß	118-888-56 *

CLR RETRACTOR SYSTEM



CLR tray, stainless steel with cover, dimensions: 485 x 253 x 70 mm
CLR-Siebkorb, Edelstahl mit Deckel, Maße: 485 x 253 x 70 mm

118-888-98 *



CLR set side load consisting of products marked (*)
Blades, 2 pcs each

CLR-Set Side-load bestehend aus Produkten mit (*) gekennzeichnet
Valven paarweise

118-888-00

CLR RETRACTOR SYSTEM

CLR-RETRAKTOR SYSTEM



Amois International

Bashir street Ferozcolony, Head Marala Rd,
near Masjid Taiba, Muradpur, Sialkot

Mobile: +92 309 718 1216

Phone: +052 436 2008

Mail: info@amoissurgical.com
amoissurgical@gmail.com

Website: www.amoissurgical.com

CLR RETRACTOR SYSTEM

As of: April 29, 2025

Revision 1.0

© Amois International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.