

MCC RETRACTOR SYSTEM

MCC-RETRAKTOR SYSTEM

[ENGLISH]

AMOIS INTERNATIONAL has been manufacturing Surgical & Dental Products and exporting them to the conscious healthcare industry all over the world. The Company prides in its images of a complete hospital supplies corporation, offering products, process and dealing with international clients which repeatedly stand recognized by International business standards and certificates.

The commitment to excellence has allowed us to establish our customer bases in strategic and vital surgical hubs of the world, like Germany, France, USA and Japan. AMOIS INTERNATIONAL exports directly to several customers in numerous geographic including the Americas, Europe, Africa & Asia. Our customers are extremely happy with our product quality and service and express their confidence and gratitude at continuous intervals.

AMOIS INTERNATIONAL is known synonymous with high quality, efficient service and close correspondence with its customers. its success depends upon those who work for it and equally on those who work with it. The company is growing in an evolving industry and AMOIS INTERNATIONAL has promised itself to stay up to date with changes.


[DEUTSCH]

AMOIS INTERNATIONAL produziert chirurgische und zahnmedizinische Produkte und exportiert diese weltweit an die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen versteht sich als Komplettanbieter für Krankenhausbedarf und bietet Produkte, Prozesse und Dienstleistungen für internationale Kunden, die regelmäßig durch internationale Geschäftsstandards und Zertifizierungen anerkannt werden.

Unser Streben nach Exzellenz hat es uns ermöglicht, Kunden in strategisch wichtigen chirurgischen Zentren wie Deutschland, Frankreich, den USA und Japan zu gewinnen. AMOIS INTERNATIONAL exportiert direkt an zahlreiche Kunden in verschiedenen Regionen, darunter Amerika, Europa, Afrika und Asien. Unsere Kunden sind mit der Qualität unserer Produkte und unserem Service äußerst zufrieden und bringen ihr Vertrauen und ihre Dankbarkeit immer wieder zum Ausdruck.


AMOIS INTERNATIONAL steht für hohe Qualität, effizienten Service und enge Kundenbeziehungen. Unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern und Partnern. Wir wachsen in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche und AMOIS INTERNATIONAL hat sich verpflichtet, mit den Veränderungen Schritt zu halten.





01 |

MCC RETRACTOR SYSTEM
MCC-RETRAKTOR SYSTEM




Retractors: TiAIN coated

Retraktoren: TiAIN beschichtet

118-889-05
Set 118-889-00
Set 118-889-01
MCC retractor, hinged
max. opening: 85 mm/ 3.3"
 MCC-Retraktor mit Gelenk
 max. Spannweite 85 mm

*

**


MCC retractor, rigid max. opening: 85 mm/ 3.3"

MCC-Retraktor, starr max. Spannweite 85 mm

118-889-10
All blades and hooks: TiAIN coated

Alle Valven und Haken: TiAIN beschichtet

Blade 2 teeth, 17 mm wide

Valve 2-zahnig, 17 mm breit



	B - width	T - depth
118-889-12	17 mm	30 mm
118-889-14	17 mm	40 mm
118-889-16	17 mm	50 mm
118-889-18	17 mm	60 mm
118-889-20	17 mm	70 mm
118-889-22	17 mm	80 mm
118-889-24	17 mm	90 mm

Blade 2 teeth, 20 mm wide

Valve 2-zahnig, 20 mm breit

	B - width	T - depth
118-889-32	20 mm	50 mm
118-889-34	20 mm	60 mm
118-889-36	20 mm	70 mm

Tapered blade, 6 teeth, 27 mm wide

Valve verjüngt, 6-zahnig, 27 mm breit



	B - width	T - depth
118-889-40	27 mm	40 mm

TiAIN coating

TiAIN Beschichtung

The black coating eliminates distracting reflections under the microscope during surgery and provides a low-wear surface.

Die schwarze Beschichtung eliminiert störende Reflexionen unter dem Mikroskop während der Operation und sorgt für eine verschleißarme Oberfläche.

MCC RETRACTOR SYSTEM

**Blade, 4 teeth, 20 mm wide**

Valve 4-zahnig, 20 mm breit

	B - width	T - depth	Set 118-889-00	Set 118-889-01
118-889-42	20 mm	30 mm		**
118-889-44	20 mm	40 mm	*	**
118-889-46	20 mm	50 mm	*	**
118-889-48	20 mm	60 mm	*	**
118-889-50	20 mm	70 mm	*	**
118-889-52	20 mm	80 mm		**
118-889-54	20 mm	90 mm		

**Blade, 6 teeth, 27 mm wide**

Valve 6-zahnig, 27 mm breit

	B - width	T - depth	Set 118-889-00	Set 118-889-01
118-889-60	27 mm	30 mm		**
118-889-62	27 mm	40 mm	*	**
118-889-64	27 mm	50 mm	*	**
118-889-66	27 mm	60 mm	*	**
118-889-68	27 mm	70 mm	*	**
118-889-70	27 mm	80 mm		**
118-889-72	27 mm	90 mm		

**Multi-tooth hook, 2.0 mm**

Mehrzahn-Haken, 2,0 mm

	length / Länge	teeth / Zähne	Set 118-889-00	Set 118-889-01
118-889-75	20 mm	2		**
118-889-76	30 mm	3	*	**
118-889-77	40 mm	4	*	**
118-889-78	50 mm	5	*	**
118-889-79	60 mm	6	*	**
118-889-80	70 mm	7		**
118-889-81	80 mm	8		

**Hook blade, 1 tooth, 1.8 mm**

Haken, 1-zahnig, 1,8 mm

	length / Länge	Set 118-889-00	Set 118-889-01
118-889-85	20 mm		**
118-889-86	30 mm	*	**
118-889-87	40 mm	*	**
118-889-88	50 mm	*	**
118-889-89	60 mm	*	**
118-889-90	70 mm		**
118-889-91	80 mm		

MCC tray small with lid 243 mm x 253 mm x 50 mm

MCC-Siebkorb klein mit Deckel 243 mm x 253 mm x 50 mm

118-889-98 *

MCC tray large with lid 405 mm x 253 mm x 50 mm

MCC-Siebkorb groß mit Deckel 405 mm x 253 mm x 50 mm

118-889-99 **


Basic MCC set small with tray 118-889-98 and hinged retractor (*)

Blades 2 each, hook 1 each

MCC-Set klein mit Siebkorb 118-889-98 und beweglichem Sperrer (*)

Valven paarweise, Haken einzeln

118-889-00



MCC set large with tray 118-889-99 and 2 hinged retractors ()**


Blades 2 each, hook 1 each

MCC-Set groß mit Siebkorb 118-889-99

und 2 beweglichen Sperrern (**)

Valven paarweise, Haken einzeln

118-889-01



MCC RETRACTOR SYSTEM

MCC-RETRAKTOR SYSTEM



Amois International

Bashir street Ferozcolony, Head Marala Rd,
near Masjid Taiba, Muradpur, Sialkot

Mobile: +92 309 718 1216

Phone: +052 436 2008

Mail: info@amoissurgical.com
amoissurgical@gmail.com

Website: www.amoissurgical.com

MCC RETRACTOR SYSTEM

As of: April 29, 2025

Revision 1.0

© Amois International.

All rights reserved.

Subject to technical changes and errors.

All rights reserved. Technical alterations are possible.